

brera[®]
medical technologies

H&B



Fabricante italiano desde 1983



- Dispositivos para el campo de la belleza y la fisioterapia
- Sistemas de alta calidad
- Más de 10.000 unidades vendidas en todo el mundo
- Best Sellers: Skin Master Plus, Alis, Master, IMPERIUM MED400
- Diseño y *knowhow* italiano

Filosofía de BRERA MEDICAL: ENVEJECIMIENTO RESPONSABLE

H&B

brera[®]
medical technologies

Imperium

Evolución del producto



Skin Master Plus
1992

Master
2007

RF Matrix
2010

Imperium Med400
2012

Matrix Cool
2014

H&B

brera[®]
medical technologies

LA ESTACIÓN DE TRABAJO MÁS POTENTE EN FISIOESTÉTICA



Imperium[®] MED
400

H&B

brera[®]
medical technologies

IMPERIUM MED 400

TECNOLOGÍA ÚNICA Y PATENTADA:

DIATERMOCONTRACCIÓN

Para llegar a los músculos y a los tejidos en profundidad

En pocas palabras:

- Olvida todo lo que sabes acerca de electroestimulación
- Contracción muscular por RF
- Potente diatermia
- Vasodilatación
- Oxigenación
- Lipólisis

Resultados fantásticos y protocolos nunca vistos:

- Levantamiento de glúteos
- Flacidez de la piel
- Los músculos van consumiendo la grasa hasta 72 horas después de la sesión

diatermo
■■■■ contraction

H&B

brera[®]
medical technologies

IMPERIUM MED400: LA PRIMERA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA FISIOESTÉTICA

Tecnologías:

- Ultrasonidos de baja y alta frecuencia
- Epidermoabrasión – 50% del estrato córneo
- Mesoterapia no invasiva
- Ultracavitación lipolítica y lipoclásica
- Radiofrecuencia de alta energía para el cuerpo
- Radiofrecuencia para la bioestimulación facial
- RF T-point líneas – estrías
- RF de acción colagénesis intensa en puntos seleccionados
- RF Multiacción anticelulitis
- Radiofrecuencia capacitiva para el músculo
- Radiofrecuencia resistiva para sistema osteoarticular
- RF diatermocontracción thermoGym para tono muscular

H&B

Imperium[®] MED
400

CON EL IMPERIUM MED400, TUS CAMPOS DE APLICACIÓN SON ILIMITADOS

- Innovación patentada:
DIATERMOCONTRACCIÓN
- Por primera vez, con un único instrumento manual, puedes generar un calor endógeno y una tonificación muscular con las contracciones.
- El sistema de diatermia más potente del mercado: 400 watts

Campos de acción:

- Medicina estética y cirugía plástica
- Cirugía vascular
- Dermatología
- Rehabilitación
- Neurología
- Traumatología, ortopedia y mucho más



H&B



Imperium ^{MED} 400



diatermo
contraction

EN POCAS PALABRAS



diatermologie®



Gracias a sus principios físicos, la Diatermologie demuestra las capacidades de electromagnetismo transformado en radio frecuencia que penetra en tejidos biológicos a los que se ha irradiado desde la superficie a capas cada vez más profundas, como ninguna otra forma de terapia física, logrando efectividad en distintas partes del cuerpo.

Imperium ^{MED}
400

H&B

brera®
medical technologies

EFFECTOS



- **Músculos (diatermocontracción del músculo)**
- **Tejido adiposo (lipólisis)**
- **Tejido conectivo (regeneración de colágeno)**
- **Tejido óseo y de la piel (eutrófico y reparación)**
- **Tejido vascular (vasodilatación y capilarización)**
- **A través de acción sobre el dolor**
- **En el trofismo del tejido**
- **En la inflamación**
- **En la vascularización**
- **En la fuerza muscular**



AMPLIAS APLICACIONES EN



diatermologie®

- Medicina fisiátrica
- Deportiva
- Ortopédica
- Reumatológica
- Neurológica
- Oftalmológica
- Dermatológica
- Rehabilitación estética y medicina estética

Imperium ^{MED} 400

H&B

brera®
medical technologies

Expertos en tecnología

RF Tripolar, Cavitación US, RF fraccional, RF Bipolar, diatermocontracción, sonoforesis, RF Monopolar, Thermogym, RF capacitiva y resistiva, Peeling por ultrasonido y mucho más



Imperium[®] MED
400








H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium[®] MED 400

Sistema enchufar y tratar



RF convexa capacitiva

Radiofrecuencia capacitiva

- rejuvenecimiento de la piel corporal
- liporeducción
- recuperación funcional de tejido adiposo
- mejora de la circulación y microcirculación de la sangre
- tratamiento de esguinces musculares
- diatermocontracción





H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium[®] MED 400



Sistema enchufar y tratar



RF multiacción

Radiofrecuencia capacitiva/resistiva

- Tratamiento contra la celulitis
- Drenaje hemolinfático
- Recuperación del tono muscular subyacente
- Aumento de la circulación sanguínea
- Capilarización
- Recuperación del tono de la piel



H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium[®] MED 400

Sistema enchufar y tratar



RF T-point

Radiofrecuencia monopolar

- Líneas faciales
- Estrías
- Puntos desencadenantes
- Rellenador metabólico de líneas y estrías (Collagen I)
- Desnaturalización de colágeno (Super-selective)
- Contracción de colágeno inmediata
- Remodelación de colágeno a largo plazo (hasta 4 meses)




H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium MED
400

RF con acción T-point dirigida a arrugas y líneas




H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium MED
400

Sistema enchufar y tratar



RF Thermogym y diatermocontracción

- Doble canal
- Tonificación del músculo profunda
- Diatermocontracción
- Remodelación del cuerpo
- Recuperación funcional
- Rehabilitación neuromotora
- Medicina del deporte
- Liporeducción profunda


H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium[®] MED 400

Sistema enchufar y tratar



Ultrasonido s 1 MHz

- Aplicaciones fisioterapéuticas
- Hidrolipoclasia
- Sonoforesis
- Mesoterapia
- Bioestimulación facial









H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium[®] MED 400

Sistema enchufar y tratar



RF Spheres

- Radiofrecuencia bipolar
- Bioestimulación de cara, cuello y escote
- bioestimulación de actividad de los fibroblastos ,
- colágeno (III) y elastina
- bioestimulación de ácido hialurónico y
- diatermocontracción facial

H&B

brera[®]
medical technologies

Imperium

MED
400




RF Spheres

- Radiofrecuencia bipolar
- Muy ergonómico
- Óvalo facial, contorno de ojos



Bioestimulación de cara, cuello y escote (Collagen III)

- Oxigenación celular
- Aumento del agua intracelular, con aumento de volumen
- Mejora de la permeabilidad de la membrana
- Aumento de la transformación energética de ADP a ATP
- Aumento de producción de células nuevas
- Aumento del flujo de circulación por el aumento de la necesidad de oxígeno
- Mejora de la circulación linfática
- Aumento de la actividad de los fibroblastos



H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium[®] MED 400

Sistema enchufar y tratar



RF Frac cional

El instrumento manual FPC Papillary actúa simultáneamente en la epidermis y la dermis

- Tecnología de corona de agujas
- Dos profundidades de penetración distintas
- 8 microagujas en la circunferencia
- 1 microaguja central más larga
- El área de tratamiento es 1,2x1,2 cm con 225 puntos con penetración separada
- Calor endógeno en la zona objetivo sin sangrado



H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium[®] MED 400

Sistema enchufar y tratar



Epidermoabrasor US 25KHz

- Peeling y ultrasonido s
- Es timula dor de renovación celular
- Re equilibrio del manto hidrolipídico
- Aumento de permeabilidad de la piel
- Emisión transdérmica no invasiva

H&B

brera[®]
medical technologies



UNA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA LA PIEL



H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium[®] MED 400

Sistema enchufar y tratar



Ultra cavitación

- Acción lipolítica
- Acción lipoclásica
- Acción desintegradora fibrolítica
- Remodelación del septo fibroso
- Alisamiento de la superficie de la piel (efecto piel de naranja)

H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium MED
400

Ultracav Ondas de choque y cavitación



H&B

brera[®]
medical technologies

Sinergia de la acción anticelulítica

HQF (Flujo de alta calidad)
Radiofrecuencia



Participación de agua (para cavitación)

- recuperación de la elasticidad de la piel
- recuperación de la sensibilidad táctil
- recuperación de la termoregulación
- eliminación del dolor

Cavitación
Ondas de choque desenfocadas



Solubilización de la grasa

- emulsificación de grasa+agua
- reducción del panículo adiposo
- remodelación del septo

Diatermocontracción



Drenaje

- recuperación del tono muscular
- capilarización
- remodelación del septo fibroso
- alisamiento de la superficie de la piel




Imperium[®] MED 400

DATOS TÉCNICOS

Com andos y pantalla

Selección de parámetros

Regula ción de niveles





Imperium MED
400

DATOS TÉCNICOS

TSL (nivel de saturación térmica)



Control automático de la energía absorbida por los tejidos

- Feedback del aumento de calor
- Regulación automática del calor transmitido
- Dosificación o objetivo de la duración de la terapia


H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium MED
400

DATOS TÉCNICOS



Vibropercusión

- Seleccionable en asociación con diatermia
- Distribución uniforme del calor
- Aumento de la tolerancia al dolor
- Mejora del efecto diatérmico
- Aumento de la duración de la vasodilatación después de la terapia

H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium MED
400

DATOS TÉCNICOS

Geometría convexa

Mejor ergonomía

- Transmisión óptima incluso en zonas irregulares
- Alta calidad del flujo de energía
- Gran uso del medio conductor (Gel)

H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium MED
400

DATOS TÉCNICOS



Ordenador interno

- Adaptable a mejoras futuras
- Sistema siempre actualizado
- Rentable

H&B

brera[®]
medical technologies

Imperium

MED
400

Terapia multinivel
EFFECTOS EN 5 NIVELES



- **Epidermis**
- **Dermis**
- **Hipodermis adiposa**



- **Músculos**




- **Huesos**

H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium RF Matrix - Clínica



Imperium

MED
400

Después de 2 sesiones de FPC



H&B

brera[®]
medical technologies



Imperium

MED
400

Después de una sesión de 60 minutos de tratamiento con terapia combinada:
epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia y diatermocontracción



H&B

brera[®]
medical technologies

Imperium

MED
400

Después de una sesión de 60 minutos de tratamiento con terapia combinada:
epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia y diatermocontracción




H&B

brera[®]
medical technologies

Imperium

MED
400

Después de 3 sesiones de 60 minutos de tratamiento con terapia combinada:
epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia y diatermocontracción



H&B



brera[®]
medical technologies

Imperium

MED
400

Después de 3 sesiones de 60 minutos de tratamiento con terapia combinada:
epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia y diatermocontracción




H&B

brera[®]
medical technologies

Imperium

MED
400

Después de una sesión de 30 minutos de tratamiento con terapia combinada: epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia



H&B

brera[®]
medical technologies

diatermologie®

Gracias por su atención



H&B

brera®
medical technologies

San Jose, Av 2, calles 20 y 22, de la entrada de
emergencias del HNN 20 m Norte y 75 m Oeste

Tel: 22450440/83335876

HyBAparatologiaEstetica

www.hybequipos.com

H&B



brera[®]
medical technologies